

## **Применение Jerden Proff Paraffin Therapy Косметических продуктов для процедуры парафинотерапии:**

Гель-антисептик, гель-эксфолиант, крем и маска для рук используются для процедуры парафинотерапии, а также как самостоятельные продукты для домашнего ухода.

### **Программа парафинотерапии включает:**

**1 Этап: Paraffin Therapy Гель-антисептик для очистки и обезжиривания кожи.** Эффективно дезинфицирует и убирает загрязнения с эпидермиса.

Применение: тщательно распределить небольшое количество средства по всей поверхности кожи и втирать на протяжении 30 секунд. После продолжить программу с помощью гель-эксфолианта Paraffin Therapy.

**2 Этап: Paraffin Therapy Гель-эксфолиант.** Обеспечивает деликатный пилинг и очищение кожи.

Применение: нанести на кожу легкими массажными движениями и на протяжении 2 минут провести процедуру скрабирования. Остатки геля удалить влажной салфеткой и продолжить программу с помощью маски для рук Paraffin Therapy.

**3 Этап: Paraffin Therapy Маска для рук.** Глубоко увлажняет и нормализует гидролипидный баланс в клетках дермы.

Применение: маску нанести на кожу мягкими массажными движениями до полного впитывания.

В разогретый парафин опустить кисти рук, повторить процедуру 3-5 раз. Непосредственно после нанесения на кожу разогретого парафина, надеть пакеты для парафинотерапии, потом варежки, тщательно укутать для сохранения тепла. Через 10-15 минут парафин снять, вытереть кожу салфеткой или промыть теплой водой. Затем продолжить программу с помощью крема для рук Paraffin Therapy.

**4 Этап: Paraffin Therapy Крем для рук.** Интенсивно питает, восстанавливает эластичность и эффективно разглаживает кожу.

Применение: нанести небольшое количество крема и равномерно распределить массажными движениями до полного впитывания.